



Colloid Shop
CONTROL YOUR HEALTH

Hinweise zur richtigen Lagerung der Kolloide

Kolloide sollten vor schädlichen Einflüssen ferngehalten werden. Vor allem muss es vor starken magnetischen Feldern geschützt werden.

Stellen Sie kolloidale Dispersionen nicht in den Kühlschrank (elektromagnetische Strahlung). Lagern Sie es nicht in der unmittelbaren Nähe von Lautsprechern, Computern, Radios, Fernsehern, Handys, Routern, Stromleitungen und Mikrowellen.

Bringen Sie die Kolloide nicht mit anderen Metallen in Verbindung da sonst die Ladung verloren geht (Keine Metalllöffel nutzen)!

Schützen Sie die kolloidalen Flüssigkeiten vor größeren Temperaturschwankungen, vor direktem Sonnen- oder starkem Kunstlicht. Die Violett Glas Rückgabe beim Neukauf wird mit 5€ vergütet.

Je kleiner die einzelnen Kolloide sind, desto länger bleiben sie bei richtiger Lagerung stabil. Optimal lagern Sie kolloidale Flüssigkeiten immer an einem dunklen, kühlen Ort.

Empfohlene Lagertemperatur: 10 bis max. 25°C.

Kolloide werden nicht schlecht, können jedoch flocken. Wenn dies geschieht, filtern Sie die sichtbar geflockten Partikel einfach mit einem Bleichfreiem Kaffee Filter wieder raus!

Sollten Sie mehrere Kolloide gleichzeitig einnehmen achten Sie darauf, dass Sie mindestens 15 Minuten Abstand dazwischen einhalten!